

**BRAKENSIEK®** **SilverFast®**  Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des    
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)



 [to view the images, please click](#)

## Messsystem ODREI

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

## Messsystem ODREI

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Messsystem ODREI

Nicht-Neu

Das Gerät wurde an Apotheken vermietet, die dann vom Hersteller über eine Datenverbindung die lokalen Anzeigewerte bekommen haben die dann das Gerät angezeigt hat. Das Gerät dient der Ersatzteilegewinnung. Der ODREI PC ist auch dabei. Die original Windows ME Lizenz ist auch dabei. Datenträger vom ODREI PC haben wir nicht.

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Messsystem ODREI ist: 35229.

Diesen Text in englisch [Messsystem ODREI](#).

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, Kontaktformular für Messsystem ODREI 

last Update: 06.02.2010

 Webseite empfehlen

---

Kunden, die sich "Messsystem ODREI" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Cardiofax ECG-9620 3 Kanal EKG mit Interpretation](#)
- [easybook](#)
- [Futrex 6100 XL Advanced Body Fat Analyzer](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Access 2 Sitzler](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Access EW-22 und Plus](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Access RC7 Relax](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Concept 2000 ST und Plus](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Concept RC7 Relax](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dune Crema](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dune Negro](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dune Relax](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dynamic Crema](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dynamic Negro](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dynamic Relax](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Imperial](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Inova](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell MOON 2-Sitzer](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Moon 2000 Plus](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Moon 2000 ST](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell MOON RC7 Relaxsessel](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Techno 2-Sitzer](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Techno 2000 Plus](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Techno 2000 ST](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Techno RC 7 Relax](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Verona 2000 ST und Plus](#)
- [M-Extender Ponychair Sattelstuhl](#)
- [M-Extender studio und profiline](#)

System ODREI | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteile

- [M-Extender Swopper](#)
- [Messsystem ODREI](#)
- [Metrax Primedic HeartSave 6 externer mobiler Defibrillator plötzlicher Herztod Herzkammerflimmern Ein-Knopf-Bedienung Defibrillationsschock](#)
- [Pull-Effekt Liege für das M-Extender Prinzip](#)
- [Schwebeschlinge zum M-EXTENDER Prinzip](#)
- [VIEWMEDIC VARIO 19D-FR](#)
- [Wellsystem HydroJet "trockene Unterwassermassage" bei Rückenschmerzen zwecks Rückenschmerzenlinderung](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren [AGB](#) zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#)

und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Messsystem ODREI als PDF  
downloaden.

ssystem ODREI | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteilv

werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinerger, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |