




Cardiofax ECG-9620 3 Kanal EKG mit Interpretation



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Cardiofax ECG-9620 3 Kanal EKG mit Interpretation

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Cardiofax ECG-9620 3 Kanal EKG mit Interpretation

Nicht-Neu

Merkmale

- 12-Kanal LCD-Display
- 3-Kanal EKG-Ausschrieb
- EKG-Vermessungsprogramm
- Interpretationsprogramm
- Netz-Akkubetrieb
- Manuelle und automatische Aufzeichnung
- Akustische Aufnahmekontrolle
- Thermokammschreiber 50 mm
- Analogausgang für Kontrollmonitor
- Serielle Schnittstelle RS-232 C
- Zubehörsatz inklusive
- Tragetasche (optional)
- Gerätewagen (optional)

Inkl. 2 Bücher :

Wirksamer Schutz vor Herzinfarkt
Lexikon der Selbstbehandlung

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Cardiofax ECG-9620 3 Kanal EKG mit Interpretation ist: 35128.



Diesen Text in englisch [Cardiofax ECG-9620 3 Kanal EKG mit Interpretation](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Cardiofax ECG-9620 3 Kanal EKG mit Interpretation](#)  

last Update: 06.02.2010



Kunden, die sich "[Cardiofax ECG-9620 3 Kanal EKG mit Interpretation](#)" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Cardiofax ECG-9620 3 Kanal EKG mit Interpretation](#)
- [easybook](#)
- [Futrex 6100 XL Advanced Body Fat Analyzer](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Access 2 Sitzler](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Access EW-22 und Plus](#)

- [M-Extender Massagesessel Modell Access RC7 Relax](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Concept 2000 ST und Plus](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Concept RC7 Relax](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dune Crema](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dune Negro](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dune Relax](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dynamic Crema](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dynamic Negro](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Dynamic Relax](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Imperial](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Inova](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell MOON 2-Sitzer](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Moon 2000 Plus](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Moon 2000 ST](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell MOON RC7 Relaxsessel](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Techno 2-Sitzer](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Techno 2000 Plus](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Techno 2000 ST](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Techno RC 7 Relax](#)
- [M-Extender Massagesessel Modell Verona 2000 ST und Plus](#)
- [M-Extender Ponychair Sattelstuhl](#)
- [M-Extender studio und profiline](#)
- [M-Extender Swopper](#)
- [Messsystem ODREI](#)
- [Metrax Primedic HeartSave 6 externer mobiler Defibrillator plötzlicher Herztod Herzkammerflimmern Ein-Knopf-Bedienung Defibrillationsschock](#)
- [Pull-Effekt Liege für das M-Extender Prinzip](#)
- [Schwebeschlinge zum M-EXTENDER Prinzip](#)
- [VIEWMEDIC VARIO 19D-FR](#)
- [Wellsystem HydroJet "trockene Unterwassermassage" bei Rückenschmerzen zwecks Rückenschmerzenlinderung](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Cardiofax ECG-9620 3
Kanal EKG mit Interpretation
als PDF downloaden.

benötigter Maschinen. Visit the new marketplace for prepress, press and postpress: www.worldprintmarket.com	Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.	jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.	Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.
---	--	---	---

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |